

Тонометр автоматический Little Doctor LD12

РЗН 2015/2901

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 12.5-20.5 см, давление 20-260 мм рт. ст.,
пульс 40-180 уд./мин

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	12.5-20.5 см
Диапазон давления	20-260 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-180 уд./мин
Комплектация	- основной блок - 1 шт. / - манжета - размер М / - батарейки - 2 шт. (тип ААА) /- чехол для хранения /- руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Характеристики тонометра Little Doctor LD 12:

- функция вычисления последнего по трем измерения, алгоритм Fuzzy (учитывает индивидуальные особенности сердцебиения), индикатор аритмии, дата и время измерения;
- Fuzzy Algorithm - алгоритм обработки данных измерений, позволяющий учитывать индивидуальные особенности сердцебиения человека, что обеспечивает более высокую точность показаний;
- шкала ВОЗ - классификация результатов измерения согласно рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ);
- индикатор аритмии.

Гарантия 5 лет.