

Тонومتر автоматический Little Doctor LD51S

РЗН 2015/2901

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 25-36 см, давление 40-260 мм рт. ст., пульс
40-160 уд./мин

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	25-36 см
Диапазон давления	40-260 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-160 уд./мин
Комплектация	- основной блок - 1 шт. / - манжета - размер М /- сетевой адаптер/ - батарейки - 4 шт. (тип AAA) /- чехол для хранения /- руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Характеристики тонометра Little Doctor LD 51S:

- функция вычисления среднего значения последних трех измерений, Алгоритм Fuzzy, голосовое воспроизведение результатов измерения;
- голосовое воспроизведение результатов измерений и сопровождение процесса измерения.

Регулировка громкости голосового воспроизведения, возможность выбора языка голосового воспроизведения (русский, английский, французский, испанский, немецкий)

Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения. Корректирует формулу расчета артериального давления, например при склерозированных сосудах.

2 блока памяти хранят до 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения по последним 3 результатам для каждого блока.

Большой дисплей с крупными цифрами.

Аудиоинструкция.