

Тонометр автоматический Little Doctor LD51U

РЗН 2015/2901

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Комплектация	- основной блок - 1 шт. / - манжета - размер М /- сетевой адаптер/ - батарейки - 4 шт. (тип AAA) /- чехол для хранения /- руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Тонометра Little Doctor LD 51U – автоматический тонометр с классификатором результата измерения по шкале ВОЗ.

- Индикатор аритмии
- Функция часов и календаря

Особенности модели:

- классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ);
- FUZZY+ ECV (Алгоритм FUZZY + электронный клапан) – обеспечивают использование манжеты универсального размера без потери точности измерения;
- прибор самостоятельно оценивает размер руки пациента и корректирует результат измерений;
- 2 блока памяти хранят до 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения по последним 3 результатам для каждого блока;
- манжета универсального размера для окружности плеча 22-42 см;
- режим часов – индикация даты и времени;

- адаптер электросети в комплекте.

Гарантия 5 лет.