

Тонометр механический AND UA-200

РЗН 2016/3556

механический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 20-300 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	механический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	20-300 мм рт. ст.
Вес	560 г
Комплектация	- блок тонометра - чехол для хранения - инструкция

Описание

- стетоскоп Раппопорта;
- противопыльная сеточка на нагнетателе и фитинге;
- стандартная нейлоновая манжета;
- металлический манометр с возможностью калибровки;
- плавная регулировка выпуска воздуха.

Гарантия на основной блок в корпусе 3 года