

Тонометр механический Microlife BP AG1-20

ФСЗ 2011/10300

механический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 0-300 мм рт. ст.

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	механический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	0-300 мм рт. ст.
Размеры	175×70×103 мм
Вес	450 г
Комплектация	- сумка-чехол - стетоскоп

Описание

Тонометр Microlife AG1-20 является классическим вариантом механического тонометра для измерения артериального давления на плече.