

Тонометр механический Microlife BP AG1-30

ФСЗ 2011/10300

механический, осциллометрический, на плечо,  
манжета 22-32 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс  
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Тип               | механический       |
| Метод измерения   | осциллометрический |
| Манжета           | на плечо           |
| Размер манжеты    | 22-32 см           |
| Диапазон давления | 20-280 мм рт. ст.  |
| Диапазон пульса   | 40-200 уд./мин     |
| Размеры           | 175×70×103 мм      |
| Вес               | 450 г              |

Описание

Microlife BP AG1-30 - механический прибор для измерения артериального давления на плечевой зоне. Прибор отличается превосходными эксплуатационными характеристиками и экономичной ценой.