

Тонометр полуавтоматический Microlife BP A50

РЗН 2015/2623

полуавтоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Комплектация	- основной блок - 1 шт. / - манжета - размер М / - батарейки - 2 шт. (тип AAA) / - руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Полуавтоматический тонометр Microlife BP A50 - доступный, компактный прибор для домашнего использования с расширенным функционалом: помимо измерения давления, позволяет диагностировать нарушения ритма сердца. Благодаря небольшим размерам и весу, простоте в использовании тонометр Microlife BP A50 часто покупают в качестве мобильного устройства для самоконтроля вне дома - на работе, в командировке, путешествии. Полуавтоматическая конфигурация будет привычна для пользователей, отдающих предпочтение механическим приборам.

При измерениях используется цифровая технология PAD, гарантирующая клиническую точность результатов даже на фоне имеющихся нарушений пульсового ритма. Позволяет распознать первые признаки аритмии, о чем сигнализирует пользователя соответствующим значком на дисплее.

Стандартная высокочувствительная манжета надевается на плечо и регулируется по объему. Нагнетание воздуха осуществляется при помощи нагнетателя с клапаном откачки, плавно и быстро. Измеренные показатели выводятся на трехстрочный дисплей. Прибор запоминает до 30 измерений подряд.

Имеются индикаторы, упрощающие диагностику: аритмии, повышенного давления и заряда элементов питания. В комплекте: 2 батарейки и удобная сумка-чехол.

Гарантия 5 лет.