

Тонометр автоматический NISSEI WS-1011 на запястье

ФСЗ 2012/11780

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета -22.5 см, давление 40-250 мм рт. ст., пульс
40-160 уд./мин

Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	-22.5 см
Диапазон давления	40-250 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-160 уд./мин
Комплектация	- основной блок / - батарейки - 2 шт. (тип AAA) / - чехол для хранения / - руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Модель тонометра NISSEI WS-1011, как и все запястные тонометры NISSEI, укомплектован уникальной манжетой M-Cuff, которая разработана и запатентована компанией Nihon Seimitsu Sokki. Манжета обеспечивает надежное улавливание пульсовой волны сразу с двух артерий запястья, что повышает точность измерения. Следует отметить, что в этом тонометре размер манжеты увеличен до 22.5 см, что позволяет комфортно измерять давление людям с широким запястьем.

Тонометр также оснащен функцией вывода на экран значения пульсового давления, которое является показателем деятельности сердечно-сосудистой системы.

Прибор WS-1011 автоматически определяет уровень накачки давления в манжете, благодаря чему процесс измерения становится более комфортным. Также тонометр имеет функцию индикатора помех, которая сообщает о наличии внешнего шума, влияющего на результат измерения.

Гарантия 5 лет.