

Тонометр полуавтоматический AND UA-604

ФСЗ 2011/09642

полуавтоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22 см, пульс 40 уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22 см
Диапазон пульса	40 уд./мин
Размеры	113×88×83 мм
Вес	76 г

Описание

Тонометр вместе с грушей, блоком и стандартной манжетой помещается на одной ладони. Благодаря своей компактности его очень легко брать с собой в поездки или за город.

- компактный и легкий;
- только основные функции;
- управление одной кнопкой;
- экономичное питание всего от 1 батарейки (~2000 измерений);
- манжета 22-32 см.

Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.