


Прибор для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) ERO-SCAN DPOAE-Screener

РЗН 2013/278

тест регистрация ОАЭ, подключение к ПК, ушные насадки, зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	регистрация ОАЭ
Частота	- Гц
Интенсивность сигнала	- дБНЛ
Подключение к ПК	Да
Ушные насадки	Да
Зонд	Да

Дополнительные характеристики

Портативный скрининговый прибор для быстрой и точной регистрации отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ, DPOAE) у новорожденных. Стандартная комплектация: измерительный прибор (зонд) с 4 щелочными батарейками AA/ UM-3R6, подставка для прибора, внешний мини-зонд, наконечники для внешнего мини-зонда (1 набор - 4 штуки), одноразовые ушные насадки для внешнего мини-зонда (1 набор - 80 штук), инструкции по эксплуатации. Дополнительная комплектация: принтер со встроенным кабелем, принтер с аккумуляторами, бумага для принтера, переносной кейс.