


Прибор для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) ERO-SCAN ERO-SCAN TEOAE

РЗН 2013/278

тест регистрация ОАЭ, подключение к ПК, принтер,
ушные насадки, зонд

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	регистрация ОАЭ
Частота	- Гц
Интенсивность сигнала	- дБНЛ
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Ушные насадки	Да
Зонд	Да

Дополнительные характеристики

Портативный прибор для быстрой и точной регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ, ТЕОАЭ) у лиц всех возрастных групп, с принтером, подставкой и набором аксессуаров. Стандартный последовательный порт RS-232 для автоматического переноса результатов на присоединенный персональный компьютер. Стандартная комплектация: измерительный прибор (зонд) с 4 щелочными батарейками AA/ UM-3R6, наконечники для зонда (1 набор - 4 штуки), подставка для прибора, одноразовые ушные насадки (1 набор - 146 штук), принтер, кабель для принтера, бумага для принтера (1 рулон), инструкции по эксплуатации. Дополнительная комплектация: переносной кейс, программное обеспечение для Windows, внешний мини-зонд.