


Прибор для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) MB 11 BERAphone

РЗН 2013/278

тест скрининг импеданса / ABR / Time-Step-Stimulus,
подключение к ПК

MAICO Diagnostic GmbH, Германия



Характеристики

Виды тестов	скрининг импеданса / ABR / Time-Step-Stimulus
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Скрининговый аудиометр MB 11 BeraPhone без расходных материалов для скринингового исследования слуховых вызванных потенциалов у новорожденных и детей младшего возраста. Нет затрат на расходные материалы - высокорентабельное измерение. Высокочувствительный алгоритм воздействия - 99,996 %. Возможность проведения скрининга новорожденных от 3-х дней. Не требует специализированного обучения медперсонала. Уникальный прибор BERAphone® со встроенными электродами не требует затрат на расходные материалы. USB-соединение для электропитания и передачи данных. Опция "Follow Up" (отдаленное наблюдение) с проведением стандартного теста ABR и теста "Time Step Stimulus".