

Монитор прикроватный Life Scope BSM-6501K

ФСЗ 2009/04198

мобильный / переносной, 12.1", сенсорный, цветной,
до 4 параметров, сигнализация

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Дисплей	12.1"
Характеристика дисплея	сенсорный, цветной
Отображение до	4 параметров
Сигнализация	Да
Размер	342×353×183 мм
Вес	8.3 кг

Описание

Монитор пациента BSM-6501 компании Nihon Kohden обеспечивают мониторинг экспертного уровня для операционных, ОРИТ и ОРИТн, специализированных отделений кардиохирургии и нейрохирургии, а также внутрибольничной и внегоспитальной транспортировки. Высокоэффективная масштабируемая система, отвечающая требованиям самых взыскательных пользователей.