

Монитор прикроватный Life Scope BSM-6701K

ФСЗ 2009/04197

мобильный / переносной, 15", сенсорный, цветной, до
5 параметров, сигнализация

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Тип	мобильный / переносной
Дисплей	15"
Характеристика дисплея	сенсорный, цветной
Отображение до	5 параметров
Сигнализация	Да
Размер	342×353×183 мм
Вес	7 кг

Описание

Мониторы можно соединить в рамках локальной сети и пользоваться в режиме межкроватьного мониторинга - до 16 приборов включительно. Поддерживается дополнительный дисплей, который можно настроить в том числе и для независимой работы.