

Монитор прикроватный Life Scope BSM-9101K

ФСЗ 2009/04199

стационарный, 15" / 17" / 19", LCD, сенсорный, до 16 параметров, термопринтер, сигнализация

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Дисплей	15" / 17" / 19"
Характеристика дисплея	LCD, сенсорный
Отображение до	16 параметров
Термопринтер	Да
Сигнализация	Да
Размер	304×327×188 мм

Описание
