

Принтер лазерный медицинский DryView, модель DryView 5700
Laser Imaging System

РЗН 2019/9106

35×43 см - 45 пленок/час, пленка 35×43 см / 28×35 см /
25×30 см / 20×25 см

Carestream Health Inc., США



Производительность

Пленка 35×43 см	45 пленок/час
-----------------	---------------

Характеристики

Технология печати	прямая термографическая печать
Разрешение при печати	325 пикселей на дюйм, пиксел 78 микрон, шкала серого: 14-бит
Форматы пленок	35×43 см / 28×35 см / 25×30 см / 20×25 см
Подключение к сети	Да
Размеры	470×610×660 мм
Масса	54 кг

Дополнительные характеристики

Медицинский лазерный принтер DryView 5700 компании CarestreamHealthInc.

Новая лазерная мультiformатная камера CarestreamDryView 5700 LaserImager — идеальное решение для получения изображений от систем компьютерной радиографии (CR), цифровой радиографии (DR), компьютерной томографии (CT) и магнитного резонанса (MR). Компактность, производительность и надежность, которые может предложить только бренд DryView. Технология получения изображения — фототермографическое устройство (лазерное экспонирование). Сочетание низкой стоимости и минимальных эксплуатационных расходов делает данную мультiformатную камеру широко доступной. Быстрая и простая загрузка пленки при дневном свете. Постоянный контроль качества при помощи системы автоматического контроля качества (AIQC)

Инновационный эргономичный дизайн и компактные размеры 26 x 24 дюйма (66 x 61 см) делают DryView 5700 LaserImager удобным терминалом печати даже в ограниченном пространстве. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс ускоряет процесс работы, нет необходимости в специальном обучении.