

Принтер лазерный медицинский DryView, модель DryView 5950 Laser Imaging System

РЗН 2019/9106

20×25 см - 110 пленок/час, 35×43 см - 70 пленок/час,
пленка 35×43 см / 35×35 см / 28×35 см / 25×30 см /
20×25 см , лотки для пленки 2 шт.

Carestream Health Inc., США



Производительность

Пленка 20×25 см	110 пленок/час
Пленка 35×43 см	70 пленок/час

Характеристики

Технология печати	прямая термографическая печать
Форматы пленок	35×43 см / 35×35 см / 28×35 см / 25×30 см / 20×25 см
Количество лотков для пленки	2 шт.
Подключение к сети	Да
Размеры	666×626×649 мм
Масса	79 кг

Дополнительные характеристики

Лазерный мультiformатный принтер CARESTREAM DryView 5950 надежный и простой в эксплуатации в стационарных и мобильных условиях, обеспечивает качественную обработку и печать изображений, полученных от магнитно-резонансных сканеров, компьютерных томографов, цифровых рентгеновских аппаратов, включая маммографические, прочего медико-диагностического оборудования.

В принтере реализована новейшая технология «сухого» фототермографического проявления пленок, которая осуществляется без жидких реактивов и, следовательно, не требует дорогостоящих проявочных машин, затемненных помещений, вентиляции, водопровода и крупных затрат на утилизацию отходов.

Принтер поддерживает работу с пятью форматами пленок: 35×43 см, 35×35 см, 28×35 см, 25×30 см , 20×25 см и обеспечивает печать свыше 75 пленок в час с разрешением 508 dpi.

Два приемных лотка для одновременной работы с двумя размерами пленок. Автоматическая система контроля качества изображения (AIQC). Встроенный DICOM интерфейс обеспечивает быстрое подключение модальностей.

Принтер DRY VIEW 5950 не требует перестройки помещения и подвода коммунальных систем. Принтер DRY VIEW 5950 можно установить в любом удобном для работы месте.