

Микропробирки Sarstedt SafeSeal 0.5 мл / 1.5 мл / 2.0 мл

ФСЗ 2009/04699

объем 0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл, до 30000g,
градуированные, поле для записей, в упаковке 2000
шт.

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Объем	0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл
Центрифугирование	до 30000g
Градуированные	Да
Поле для записей	Да
В упаковке	2000 шт.

Описание

Микропробирки Sarstedt SafeSeal – надежная фиксация крышки даже при тепловой нагрузке благодаря удерживающему выступу.

- ☐ Поле для надписей
- ☐ Градуировка
- ☐ Центрифугирование до 30 000 g (2 мл пробирки – до 25 000 g)

Особенности:

- Надежная фиксация крышки
- Широкая поверхность прилегания крышки для легкого и точного закрывания
- Большая поверхность для нанесения надписей на крышке

Изображение	Кат. №	Объем	Размер	Цвет
	72.704	0.5 мл	30×17.8 мм	бесцветные, коричневый, красный, желтый, зеленый, синий
	72.706	1.5 мл	39×10.8 мм	бесцветные, коричневый, красный, желтый, зеленый, синий
	72.695	2 мл	40×10.8 мм	бесцветные, коричневый, красный, желтый, зеленый, синий, лиловый

В упаковке: 2 000 шт.