

Пробирка для сбора мочи Sarstedt 15 мл, 76 20 мм 60.732.001

ФСЗ 2009/04699

без наполнителя, исследование клиническое, объем 15 мл, коническое дно, пластик, размеры 20×76 мм, стерильная

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	без наполнителя
Исследование	клиническое
Объем	15 мл
Дно	коническое
Цветовой код	белый
Материал	пластик
Размеры	20×76 мм
Стерильность	Да

Дополнительные характеристики

С надетой крышкой, стерильный.