

Пробирка для сбора мочи Sarstedt 25 мл 90x25 мм 63.9922.254

ФСЗ 2009/04699

без наполнителя, исследование клиническое, объем 25 мл, коническое дно, пластик, размеры 25×90 мм, стерильная

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	без наполнителя
Исследование	клиническое
Объем	25 мл
Дно	коническое
Цветовой код	желтый
Материал	пластик
Размеры	25×90 мм
Стерильность	Да

Дополнительные характеристики

Желтая крышка, стерильный, с этикеткой.