

Пробирка вакуумная Improvacuter без наполнителя

ФСЗ 2010/06624

без наполнителя, объем 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код красный, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	без наполнителя
Объем	3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирка вакуумная Improvacuter без наполнителя могут быть использованы как пробирки для взятия крови, в качестве пробирок для анализа а также для хранения и транспортировки других биоматериалов. Пробирки обработаны специальным составом для предотвращения адгезии и гемолиза.

Наполнитель: без наполнителей.

Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология.

Срок хранения: 18 месяцев.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
3	13×75	Без реагента	SCA
4		Без реагента	
5		Без реагента	
3	13×100	Без реагента	
4		Без реагента	
5		Без реагента	
6		Без реагента	
7		Без реагента	
8	16×100	Без реагента	SCB
9		Без реагента	
10		Без реагента	