

Пробирка биологическая МиниМед ПБ-16

РЗН 2015/2596

стеклянная, универсальная, круглая, нестерильная,
без градуировки, без пробки

МиниМед ООО, Россия



Характеристики

Вид	стеклянная
Применение	универсальная
Форма основания	круглая
Стерильность	нестерильная
Градуировка	без градуировки
Пробка	без пробки

Дополнительные характеристики

Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур.
Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86.

- высота 150 ± 5.0 мм;
- наружный диаметр 16.0 ± 1.0 мм;
- упаковка 500 шт.