

Пробирка вакуумная Vacutest Kima для следовых элементов

РЗН 2013/620

для микроэлементов, объем 6.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код синий, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для микроэлементов
Объем	6.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	синий
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima для следовых элементов

Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Кат. №	Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент
11167	6	13×100	Активатор свертывания
13922	6	13×100	K2 ЭДТА

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Срок годности: 18 месяцев.