

Пробирка вакуумная Improvacuter Na фторид + К оксалат

ФСЗ 2010/06624

для глюкозы, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 мл, размер  
13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код серый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип          | для глюкозы              |
| Объем        | 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 мл |
| Размер       | 13×75 мм / 13×100 мм     |
| Цветовой код | серый                    |
| Материал     | пластик                  |

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter Na фторид + К оксалат применяются для исследования глюкозы.

Характеристики:

- содержат антикоагулянт и стабилизатор глюкозы;
- Na фторид стабилизирует уровень сахаров в крови на период до 24 часов.

**Наполнитель:** Na фторид + К оксалат.

**Материал для исследования:** плазма.

**Применение:** измерение уровня глюкозы, лактата, гликолизированного гемоглобина.

**Срок хранения биоматериала:** 24 часа при комнатной температуре, 72 часа при хранении в бытовом холодильнике.

Типы крышек:



| Объем<br>(мл) | Размер<br>(мм) | Реагент               | Тип крышки |
|---------------|----------------|-----------------------|------------|
| 2             | 13×75          | Na фторид + K оксалат | SCA        |
| 3             |                | Na фторид + K оксалат |            |
| 4             |                | Na фторид + K оксалат |            |
| 2             | 13×100         | Na фторид + K оксалат |            |
| 3             |                | Na фторид + K оксалат |            |
| 4             |                | Na фторид + K оксалат |            |
| 5             |                | Na фторид + K оксалат |            |