

Пробирка Kima μ test с гепарином лития и гелем

РЗН 2013/620

гепарин лития и гель, без капилляра, объем 0.8 мл,
код зеленый

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Капилляр	без капилляра
Объем	0.8 мл
Цветовой код	зеленый

Описание

Пробирки Kima μ test с гепарином лития и гелем.

Наполнитель: гепарин лития + разделительный гель.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	В упаковке
812550	800 мкл	Li-гепарин + гель	-	50 шт. / 1000 шт.

Срок годности: 24 месяца.

Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

