

Пробирка Kima μ test с цитратом натрия 3.8%

РЗН 2013/620

цитрат натрия, без капилляра, объем 0.5 мл, код голубой

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Капилляр	без капилляра
Объем	0.5 мл
Цветовой код	голубой

Описание

Пробирки Kima μ test с цитратом натрия 3.8%.

Наполнитель: цитрат натрия 3.8%.

Кат. №	Объем	Наполнитель	Капилляр	В упаковке
814010	500 мкл	Цитрат натрия 3.8%	-	50 шт. / 1000 шт.

Срок годности: 24 месяца.

Пробирки-адаптеры 13×75 мм.

Дополнительно можно приобрести пробирки-адаптеры для транспортировки и центрифугирования микропробирок.

Изображение	Кат. №	Цвет	В упаковке
	21600	зеленый	100 шт. / 1000 шт.
	21650	янтарный	100 шт. / 1000 шт.

