

Пробирка лабораторная Флоринского МиниМед ПФХ-12 60 мм

РЗН 2015/2596

стеклянная, универсальная, круглая, нестерильная,
без градуировки, без пробки

МиниМед ООО, Россия



Характеристики

Вид	стеклянная
Применение	универсальная
Форма основания	круглая
Стерильность	нестерильная
Градуировка	без градуировки
Пробка	без пробки

Дополнительные характеристики

Артикул 10002707.
Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур.
Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86.
- высота 60 ± 5.0 мм;
- наружный диаметр 12.0 ± 1.0 мм;
- упаковка 450 шт.