

Пробирки лабораторные Литопласт круглодонные

ФСЗ 2011/1241

пластиковая, PP / PS, универсальная, объем 5 / 10 мл,
круглая, нестерильная, без градуировки,
защелкивающаяся / без пробки

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики


Вид	пластиковая
Материал	PP / PS
Применение	универсальная
Объем	5 / 10 мл
Форма основания	круглая
Стерильность	нестерильная
Градуировка	без градуировки
Пробка	защелкивающаяся / без пробки

Дополнительные характеристики

Пробирки лабораторные Литопласт круглодонные – полимерные **нестерильные** цилиндрические пробирки.

Данные пробирки производятся неградуированными и могут комплектоваться пробками, которые изготавливаются в красном цвете. Другой цвет пробок (дополнительно согласовывается) допускается при заказе партии – от 120 000 шт. Пробирки круглодонные с пробкой поставляются без сборки (крышка отдельно от пробирки).

Объем: 5 мл / 10 мл.



Материал: полистирол / полипропилен.

Градуировка: без градуировки.

Название	Материал	Пробка	Упаковка
5 мл ПС с пробкой	полистирол	да	групповая 100 шт.
5 мл ПС без пробки	полистирол	-	групповая 100 шт.
5 мл ПС с пробкой в штативе	полистирол	да	штатив 100 шт.
10 мл ПС с пробкой	полистирол	да	групповая 50 шт.
10 мл ПС без пробки	полистирол	-	групповая 50 шт.
10 мл ПП с пробкой	полипропилен	да	групповая 50 шт.
10 мл ПП без пробки	полипропилен	-	групповая 50 шт.