

Пробирка лабораторная Sarstedt с круглым дном стерильная с пробкой

РЗН 2015/2596

пластиковая, PS, универсальная, объем 3.5 / 5 / 13 мл,
круглая, стерильная, без градуировки,
защелкивающаяся

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Вид	пластиковая
Материал	PS
Применение	универсальная
Объем	3.5 / 5 / 13 мл
Форма основания	круглая
Стерильность	стерильная
Градуировка	без градуировки
Пробка	защелкивающаяся

Дополнительные характеристики

Пробирка лабораторная Sarstedt с круглым дном стерильная с пробкой – общего назначения, с крышкой-пробкой, стерильная, бесцветная.

Объём	Артикул	Высота / диаметр	В упаковке	Цвет пробирки
13 мл	55.468.001	95 / 16.8 мм	500 шт.	бесцветный
5 мл	55.475.001	75 / 13 мм	1000 шт.	бесцветный
3.5 мл	55.484.001	55 / 12 мм	2000 шт.	бесцветный