

Пробирка лабораторная Sarstedt с круглым дном

РЗН 2015/2596

пластиковая, PP / PS, универсальная, объем 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6.5 / 7 / 8 / 8.5 / 9 / 11 / 14 / 16.5 / 20 / 26 / 30 мл, круглая, стерильная, без градуировки, защелкивающаяся / без пробки

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Вид	пластиковая
Материал	PP / PS
Применение	универсальная
Объем	3 / 3.5 / 4 / 5 / 6.5 / 7 / 8 / 8.5 / 9 / 11 / 14 / 16.5 / 20 / 26 / 30 мл
Форма основания	круглая
Стерильность	стерильная
Градуировка	без градуировки
Пробка	защелкивающаяся / без пробки

Дополнительные характеристики

Пробирка цилиндрическая с круглым дном без реагента Sarstedt - общего назначения, без крышки (возможно применение с крышкой-пробкой), бесцветная.

Объём	Артикул	Высота / диаметр	В упаковке	Пробка (кат. №)
30 мл	55.517 - PP	95 / 24.8 мм	500 шт.	65.791
26 мл	55.471 - PS	87 / 23.5 мм	500 шт.	65.790
20 мл	55.465 - PS 55.514 - PP	100 / 21.5 мм	500 / 1000 шт.	65.529
16.5 мл	55.460 - PS 55.510 - PP	130 / 17 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.720
14 мл	55.461 - PS 55.511 - PP	119 / 15.5 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.720
14 мл	55.463 - PS 55.538 - PP	105 / 16.8 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.720
13 мл	55.459 - PS 55.515 - PP	100 / 16 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.725
13 мл	55.468 - PS 55.468.005 - PS 55.518 - PP	95 / 16.8 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.720
13 мл	62.492 - PS	95 / 16.8 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.720
11.5 мл	55.466 - PS 55.466.005 - PS 55.539 - PP 55.539.250 - PP	100 / 15.7 мм	1000 шт.	65.803 65.802 65.727
11 мл	55.474 - PS 55.524 - PP	82 / 16.8 мм	1000 шт.	65.793 65.816 65.720
9 мл	55.481 - PS 55.533 - PP	67 / 16.8 мм	2000 шт.	65.793 65.816 65.720
8.5 мл	55.495 - PS	75 / 15.7 мм	2000 шт.	65.803 65.802 65.727

8 мл	55.467 - PS 55.467.005 - PS 55.516 - PP	100 / 13 мм	2000 шт.	65.806 65.818 65.724
8 мл	55.473 - PS	84 / 14.5 мм	2000 шт.	65.804
7 мл	55.482 - PS	65 / 15.7 мм	2000 шт.	65.803 65.802 65.727
6.5 мл	55.472 - PS	85 / 13 мм	2000 шт.	65.806 65.818 65.724
5 мл	55.475 - PS 55.475.005 - PS 55.525 - PP 55.525.005 - PP	75 / 13 мм	2000 шт.	65.806 65.818 65.724
5 мл	62.493 - PS	75 / 13 мм	2000 шт.	65.806 65.818 65.724
5 мл	55.476 - PS 55/476.005 - PS 55.526 - PP 55.526.005 - PP	75 / 12 мм	2000 / 4000 шт.	65.809 65.719
5 мл	62.476.022 - PS	75 / 12 мм	2000 шт.	65.809 65.719
4 мл	55.655 - PS	50 / 14 мм	3000 шт.	65.804.001
3.5 мл	55.484 - PS 55.484.005 - PS 55.535 - PP	55 / 12 мм	4000 / 5000 шт.	65.809 65.719
3 мл	55.528 - PP	75 / 10 мм	2000 шт.	65.782