

Пробирка Microvette Na фторид + гепарин

ФСЗ 2009/04702

для глюкозы, с капилляром / без капилляра, объем 0.2
мл / 0.3 мл, код желтый / серый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.3 мл
Цветовой код	желтый / серый

Описание

Пробирки Microvette с фторидом натрия и гепарином предназначены для получения плазмы крови.

Наполнитель: Na фторид + гепарин.

В упаковке: 100 шт.

Кат. №	Модификация	Объем	Капилляр	Внутренняя пробирка
20.1289	Microvette 200	200 мкл	с капилляром	коническая
20.1307	Microvette 300	300 мкл	без капилляра	коническая

Microvette 200 - взятие крови капилляром «end-to-end»

Microvette 300 - взятие крови самотеком

