

Пробирка Microvette с гепарином лития

ФСЗ 2009/04702

гепарин лития, с капилляром / без капилляра, объем
0.1 мл / 0.2 мл / 0.3 мл / 0.5 мл, код зеленый /
коричневый / оранжевый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	гепарин лития
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.1 мл / 0.2 мл / 0.3 мл / 0.5 мл
Цветовой код	зеленый / коричневый / оранжевый

Описание

Пробирки Microvette с гепарином лития предназначены для получения плазмы крови.

Наполнитель: гепарин лития.

В упаковке: 100 шт.

Кат. №	Модификация	Объем	Капилляр	Внутренняя пробирка
20.1282	Microvette 100	100 мкл	с капилляром	коническая
20.1292	Microvette 200	200 мкл	с капилляром	коническая
20.1309	Microvette 300	300 мкл	без капилляра	коническая
20.1345	Microvette 500	500 мкл	без капилляра	цилиндрическая
16.443 оранж. 16.434 коричн.	Microvette CB 300	300 мкл	с капилляром	-

Microvette 100/200 - взятие крови капилляром «end-to-end»

Microvette 300/500 - взятие крови самотеком

Microvette CB 300 - капилляр с пробкой

