

Пробирка Microvette с K2 ЭДТА

ФСЗ 2009/04702

K2 ЭДТА, с капилляром, объем 0.3 мл, код фиолетовый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	K2 ЭДТА
Капилляр	с капилляром
Объем	0.3 мл
Цветовой код	фиолетовый

Описание

Пробирки Microvette CB 300 с K2 ЭДТА предназначены для гематологических исследований.

Наполнитель: K2 ЭДТА.

Объем: 300 мкл.

Описание

Представляют собой капилляр с пробкой на петле и пробиркой для транспортировки и центрифугирования образца.

После взятия крови капилляр закрывается колпачком, присоединенным к пробке.

В качестве первичной пробирки совместима с различными типами анализаторов.

В упаковке: 100 шт.