

Пробирка MiniCollect без реагента

ФСЗ 2011/09317

без наполнителя, с капилляром / без капилляра, код
фиолетовый

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	без наполнителя
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Цветовой код	фиолетовый

Описание

Пробирки MiniCollect без реагента - предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови (собранной с помощью ланцета), например, у новорожденных, детей и пожилых пациентов.

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;
- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

Модификация	Кат. №	Объем	В упаковке
MiniCollect	450542	-	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect Complete	450555	-	50 шт. / 500 шт.

Встроенная воронка позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться Вспомогательными приспособлениями.