

Пробирка MiniCollect Na фторид + К оксалат

ФСЗ 2011/09317

для глюкозы, с капилляром / без капилляра, объем
0.25 мл / 0.5 мл, код серый

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.25 мл / 0.5 мл
Цветовой код	серый

Описание

Пробирки MiniCollect с фторидом натрия и оксалатом калия - предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови (собранной с помощью ланцета), например, у новорожденных, детей и пожилых пациентов.

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;
- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

Модификация	Кат. №	Объем	В упаковке
MiniCollect	450540	0.25 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect	450541	0.5 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect Complete	450552	0.25 мл	50 шт. / 500 шт.
Капилляры 250 мкл	450437	0.25 мл	100 шт. / 1000 шт.
Капилляры 80 мкл	450432	0.08 мл	100 шт. / 1000 шт.

Встроенная воронка позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться Вспомогательными приспособлениями.