

Пробирка MiniCollect с гепарином лития

ФСЗ 2011/09317

гепарин лития, с капилляром / без капилляра, объем
0.5 мл / 1 мл, код зеленый

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	гепарин лития
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	зеленый

Описание

Пробирки MiniCollect с гепарином лития - предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови (собранной с помощью ланцета), например, у новорожденных, детей и пожилых пациентов.

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;
- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

Модификация	Кат. №	Объем	В упаковке
MiniCollect	450536	0.5 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect	450537	1 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect Complete	450551	1 мл	50 шт. / 500 шт.
Капилляры 250 мкл	450435	0.25 мл	100 шт. / 1000 шт.
Капилляры 80 мкл	450436	0.08 мл	100 шт. / 1000 шт.

Встроенная воронка позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться Вспомогательными приспособлениями.