

Пробирка MiniCollect с цитратом натрия 3.2%

ФСЗ 2011/09317

цитрат натрия, с капилляром / без капилляра, объем
0.5 мл / 1 мл, код голубой

Greiner Bio-One, Австрия



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	голубой

Описание

Пробирки MiniCollect с цитратом натрия 3.2% - предназначены для взятия **венозной** крови.

Наполнитель: цитрат натрия 3.2% (соотношение кровь:цитрат - 9:1)

Модификации:

- **MiniCollect** - стандартная;
- **MiniCollect Complete** - в комплекте с транспортной пробиркой 13×75 мм.

Модификация	Кат. №	Объем	В упаковке
MiniCollect	450538	0.5 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect	450539	1 мл	50 шт. / 500 шт.
MiniCollect Complete	450556	1 мл	50 шт. / 500 шт.

Встроенная воронка позволяет легко и гигиенично собирать капли крови. Благодаря такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные воронки и капилляры.



Для упрощения передачи крови от места прокола к пробирке можно воспользоваться **Вспомогательными приспособлениями**.