

Пробирка Minivette РОСТ с гепарином лития

ФСЗ 2009/04702

гепарин лития, с капилляром, объем 20 мкл / 50 мкл /
0.1 мл / 0.2 мл, код зеленый / оранжевый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	гепарин лития
Капилляр	с капилляром
Объем	20 мкл / 50 мкл / 0.1 мл / 0.2 мл
Цветовой код	зеленый / оранжевый

Описание

Пробирки Minivette РОСТ с гепарином лития - предназначены для получения небольших объемов капиллярной крови для диагностики «у постели больного».

Особенностью пробирок Minivette РОСТ является малый рабочий объем. Пробирки предназначены для взятия и непосредственного внесения проб цельной (капиллярной) крови в тесты РОСТ. Система Minivette РОСТ удовлетворяет требованиям простой и качественной лабораторной диагностики «у постели больного».

Характеристики:

- Удобное взятие капиллярной крови.
- Аликвотирование небольших объемов цельной крови.
- Гемокontakt и потери образца исключены.

Кат. №	Модификация	Объем	Реагент	В упаковке
17.2112.020	Minivette РОСТ	20 мкл	гепарин лития	200 шт.
17.2112.050	Minivette РОСТ	50 мкл	гепарин лития	200 шт.
17.2112.100	Minivette РОСТ	100 мкл	гепарин лития	200 шт.
17.2112.200	Minivette РОСТ	200 мкл	гепарин лития	150 шт.

