

Пробирка Minivette РОСТ с КЗ ЭДТА

ФСЗ 2009/04702

КЗ ЭДТА, с капилляром, объем 20 мкл / 50 мкл / 0.1 мл / 0.2 мл, код красный / фиолетовый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	КЗ ЭДТА
Капилляр	с капилляром
Объем	20 мкл / 50 мкл / 0.1 мл / 0.2 мл
Цветовой код	красный / фиолетовый

Описание

Пробирки Minivette РОСТ с КЗ ЭДТА - предназначены для получения небольших объемов капиллярной крови для диагностики «у постели больного».

Особенностью пробирок Minivette РОСТ является малый рабочий объем. Пробирки предназначены для взятия и непосредственного внесения проб цельной (капиллярной) крови в тесты РОСТ. Система Minivette РОСТ удовлетворяет требованиям простой и качественной лабораторной диагностики «у постели больного».

Характеристики:

- Удобное взятие капиллярной крови.
- Аликвотирование небольших объемов цельной крови.
- Гемокontakt и потери образца исключены.

Кат. №	Модификация	Объем	Реагент	В упаковке
17.2113.020	Minivette РОСТ	20 мкл	КЗ ЭДТА	200 шт.
17.2113.050	Minivette РОСТ	50 мкл	КЗ ЭДТА	200 шт.
17.2113.101	Minivette РОСТ	100 мкл	КЗ ЭДТА	200 шт.
17.2113.201	Minivette РОСТ	200 мкл	КЗ ЭДТА	150 шт.

