

Пробирка Multivette 600 фторид Na + ЭДТА

ФСЗ 2009/04702

для глюкозы, с капилляром / без капилляра, объем 0.6 мл, код желтый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.6 мл
Цветовой код	желтый

Описание

Пробирки Multivette 600 сфторид Na + ЭДТА - взятие капиллярной и венозной крови в одной системе.

Характеристики:

- Легкость взятия венозной крови с помощью иглы Люера.
- Безопасное взятие капиллярной крови по принципу «end-to-end».
- Градуировка для контроля объема

Кат. №	Модификация	Объем	Реагент	В упаковке
15.1672	Multivette 600	600 мкл	Na фторид + ЭДТА	100 шт.

