

Пробирка Multivette 600 с активатором свертывания

ФСЗ 2009/04702

активатор свертывания, с капилляром / без
капилляра, объем 0.6 мл, код белый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.6 мл
Цветовой код	белый

Описание

Пробирки Multivette 600 с активатором свертывания - взятие капиллярной и венозной крови в одной системе.

Характеристики:

- Легкость взятия венозной крови с помощью иглы Люера.
- Безопасное взятие капиллярной крови по принципу «end-to-end».
- Градуировка для контроля объема

Кат. №	Модификация	Объем	Реагент	В упаковке
15.1670	Multivette 600	600 мкл	Активатор свертывания	100 шт.

