

Пробирка Multivette 600 с гепарином лития и гелем

ФСЗ 2009/04702

гепарин лития и гель, с капилляром / без капилляра,
объем 0.6 мл, код зеленый / оранжевый

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.6 мл
Цветовой код	зеленый / оранжевый

Описание

Пробирки Multivette 600 с Li-гепарином и гелем - взятие капиллярной и венозной крови в одной системе.

Характеристики:

- Легкость взятия венозной крови с помощью иглы Люера.
- Безопасное взятие капиллярной крови по принципу «end-to-end».
- Градуировка для контроля объема

Кат. №	Модификация	Объем	Реагент	В упаковке
15.1675	Multivette 600	600 мкл	Гепарин лития + гель	100 шт.

