

Пробирка вакуумная Vacutest Kima для определения групп крови

РЗН 2013/620

для перекрестной пробы, объем 6.0 мл, размер
13×100 мм, цветовой код розовый, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для перекрестной пробы
Объем	6.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	розовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima с K2 ЭДТА предназначены для исследования групп крови и совместимости при переливании крови.

Наполнитель: K2 ЭДТА.

Размеры: 13×100 мм - объем 6 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не проводится.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Хранение пробы:

- температура до 24 °С - 6 часов;
- температура 2-4 °С - не более 24 часов.

Срок годности: 18 месяцев.