

Пробирка вакуумная Vacutest Kima К фторид + Na₂ ЭДТА

РЗН 2013/620

для глюкозы, объем 2.0 / 4.0 / 6.0 мл, размер 13×75 мм
/ 13×100 мм, цветовой код серый, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 / 4.0 / 6.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima К фторид + Na₂ ЭДТА предназначены для исследования глюкозы.

Наполнитель: фторид калия + Na₂ ЭДТА.

Размеры:

- 13×75 мм - объем 2 / 4 мл;
- 13×100 мм - объем 6 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не позднее 48 часов после забора крови.
- Параметры центрифугирования: 1300 g, 10 минут при 20 - 25 °С.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Срок годности: 18 месяцев.