

Пробирка вакуумная Vacutest Kima Na фторид + Na₂ ЭДТА

РЗН 2013/620

для глюкозы, объем 2.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код серый, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	2.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima Na фторид + Na₂ ЭДТА предназначены для исследования глюкозы.

Наполнитель: фторид натрия + Na₂ ЭДТА.

Размеры:

- 13×75 мм - объем 2 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не позднее 48 часов после забора крови.
- Параметры центрифугирования: 1300 g, 10 минут при 20 - 25 °С.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Срок годности: 18 месяцев.