

Пробирка вакуумная Improvacuter с К2 ЭДТА и гелем

ФСЗ 2010/06624

К2 ЭДТА и гель, объем 4.0 / 5.0 / 8.0 мл, размер 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код фиолетовый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	К2 ЭДТА и гель
Объем	4.0 / 5.0 / 8.0 мл
Размер	13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	фиолетовый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с К2 ЭДТА и разделительным гелем.

Наполнитель: К2 ЭДТА + разделительный гель.

Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
4	13×100	К2 ЭДТА + гель	SCA
5		К2 ЭДТА + гель	
8	16×100	К2 ЭДТА + гель	