

Пробирка вакуумная Improvacuter с гепарином лития и гелем

ФСЗ 2010/06624

гепарин лития и гель, объем 4.0 / 5.0 мл, размер 13×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития и гель
Объем	4.0 / 5.0 мл
Размер	13×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с гепарином лития и разделительным гелем.

Стенки пробирки обработаны частицами гепарина. Коагулянт предотвращает свертывание крови. В процессе центрифугирования, гель, находящийся на дне пробирки, образует устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель обеспечивает стабильность разделения сыворотки и сгустка **до 48 часов** без повторного центрифугирования.

Наполнитель: гепарин лития + разделительный гель.

Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
4	13×100	Гепарин лития + гель	SCA
5		Гепарин лития + гель	