

Пробирка вакуумная Improvacuter с гепарином лития

ФСЗ 2010/06624

гепарин лития, объем 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 9.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код зеленый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	гепарин лития
Объем	2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 9.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	зеленый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с гепарином лития предназначены для получения плазмы, используемой в биохимических исследованиях.

Наполнитель: гепарин лития (12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови).

Материал для исследования: плазма.

Применение: клиническая химия.

Центрифугирование: 2000-3000 g, 15 минут.

Срок хранения биоматериала: при исследовании АСТ, АЛТ, билирубина общего и прямого, ГГТ - не более 6 часов при комнатной температуре.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
3	13×75	Гепарин лития	SCA
4		Гепарин лития	
2	13×100	Гепарин лития	
3		Гепарин лития	
4		Гепарин лития	
5		Гепарин лития	
6		Гепарин лития	
8	16×100	Гепарин лития	SCB
9		Гепарин лития	
9.5		Гепарин лития	