

Пробирка для сбора мочи Sarstedt 15 мл 76x20 мм 60.732 с крышкой

ФСЗ 2009/04699

без наполнителя, исследование клиническое, объем 15 мл, коническое дно, пластик, размеры 20×76 мм

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Тип          | без наполнителя |
| Исследование | клиническое     |
| Объем        | 15 мл           |
| Дно          | коническое      |
| Цветовой код | белый           |
| Материал     | пластик         |
| Размеры      | 20×76 мм        |

Дополнительные характеристики

Крышка приложена.