

Пробирка вакуумная Vacutest Kima Li-гепарин и Li-йодацетат

РЗН 2013/620

для глюкозы, объем 3.0 / 6.0 мл, размер 13×75 мм,
цветовой код серый, пластик

Vacutest Kima, Италия



Характеристики

Тип	для глюкозы
Объем	3.0 / 6.0 мл
Размер	13×75 мм
Цветовой код	серый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Vacutest Kima Li-гепарин и Li-йодацетат предназначены для исследования глюкозы.

Наполнитель: гепарин лития + йодацетат лития.

Размеры:

- 13×75 мм - объем 3 мл;
- 13×100 мм - объем 6 мл.

Характеристики:

- Перемешивание пробы: сразу после взятия крови аккуратно переверните (но не встряхивайте) пробирку 6-8 раз.
- Центрифугирование: не позднее 48 часов после забора крови.
- Параметры центрифугирования: 1300 g, 10 минут при 20 - 25 °C.
- Материал: полиэтилентерефталат (ПЭТ). Пробирки устойчивы к механическому воздействию, центрифугированию, образованию трещин при случайном падении во время их использования.

Заполнение пробирок

Дозированный вакуум обеспечивает заполнение пробирки кровью строго определенного объема. Для дополнительного контроля объема крови каждая пробирка имеет отметку уровня заполнения на этикетке. Согласно международным рекомендациям ISO, EN и CLSI допускается погрешность наполнения +/- 10% относительно отметки уровня наполнения на этикетке.



Срок годности: 18 месяцев.